



**İLAÇ TAKİP
SİSTEMİ**

Radyofarmasötik Ürünler Sarf Servis Dokümanı

İTS PROJESİ

Hazırlayanlar	:	İTS Ekibi
Tarih	:	11.06.2020
Son Güncelleme Tarihi	:	21.06.2020
Sürüm	:	1.1.0

GİRİŞ	3
Tanım	3
Amaç	3
Kapsam	3
İş Kuralları	4
Servis Bilgileri	4
Radyofarmasötik Sarf Servisi	4
Radyofarmasötik Sarf İptal Servisi	5

GİRİŞ

Tanım

Bu belge radyofarmasötik ürünlerin sarf işlemlerinin ITS'ye bildirilmesini sağlayacak servislere ait detaylı bilgileri içerir.

Amaç

Bu dokümanın amacı radyofarmasötik ürünlerin sarf işlemlerinin ITS'ye bildirilmesini sağlayacak servislerin nasıl kullanılacağını anlatmaktır.

Kapsam

Ana Bileşenler (Modüller)

ITS CORE SOAP Web Servisler

İş Kuralları

- Radyofarmasötik ürünlerin sarf işlemleri için 2 servis kullanılmaktadır.
 - Sarf merkezleri kendilerine satışı yapılmış olan ürünler için **Radyofarmasötik Sarf** servisini kullanarak sarf işlemlerini bildirmektedir.
 - Sarf merkezleri daha önce Radyofarmasötik Sarf Bildirim servisi üzerinden gönderdikleri sarf işlemlerini **Radyofarmasötik Sarf İptal** servisi üzerinden iptal edebilmektedir.
- Radyofarmasötik Sarf servisinde geçerli olacak iş kuralları:
 - Servise gönderilen GTIN-BN-LOAD_DATE parametreleri ile sarf işlemi yapan paydaşa gönderilmiş satış işlemi bulunmalıdır.
- Radyofarmasötik Sarf İptal servisinde geçerli olacak iş kuralları:
 - Paydaşın, servise gönderilen GTIN-BN-LOAD_DATE parametreleri ile daha önce sarf işlemi yapmış olması gerekmektedir.

Servis Bilgileri

Radyofarmasötik Sarf Servisi

Bu servis sarf edilmek istenen radyofarmasötik ürünlerin İTS'ye bildirilmesi için kullanılacaktır.

Servis Adresi	https://its.saglik.gov.tr/RadyofarmasotikSarf/RadyofarmasotikSarfReceiverService?wsdl	
İstek Parametreleri	GTIN	Ürün barkodu
	BN	Ürüne ait parti numarası
	PATIENT_TC	Ürünün sarf edildiği hastanın TC kimlik numarası
	LOADED_ACTIVITY	Yüklenen aktivite
	LOADED_UNIT_ID	Yüklenen aktivite birimi µci : için alanın değeri 1 olarak belirlenmelidir. mci : için alanın değeri 2 olarak belirlenmelidir. mbq : için alanın değeri 3 olarak belirlenmelidir. gbq : için alanın değeri 4 olarak belirlenmelidir. kutu: için alanın değeri 5 olarak belirlenmelidir.
	CALIBRATION_ACTIVIT	İstenen hedeflenen Aktivite

	Y		
	CALIBRATION_UNIT_ID	İstenen hedeflenen aktivite birimi µci : için alanın değeri 1 olarak belirlenmelidir. mci : için alanın değeri 2 olarak belirlenmelidir. mbq : için alanın değeri 3 olarak belirlenmelidir. gbq : için alanın değeri 4 olarak belirlenmelidir. kutu: için alanın değeri 5 olarak belirlenmelidir.	
	LOADED_DATE	Yükleme tarihi	
	CONSUME_DATE	Sarf tarihi	
Cevap Parametreleri	BILDIRIMID	Sistem tarafından üretilen bildirim id	
	URUNLER / BNDURUM	GTIN	Ürün barkodu
		BN	Ürüne ait parti numarası
		PATIENT_TC	Ürünün sarf edildiği hastanın TC kimlik numarası
		LOAD_DATE	Yükleme tarihi
		UC	Cevap Kodu

Radyofarmasötik Sarf İptal Servisi

Bu servis daha önce ITS'ye Radyofarmasötik Sarf işlemi olarak bildirilen ürünlerin Sarf İptal işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılacaktır.

Servis Adresi	https://its.saglik.gov.tr/RadyofarmasotikSarfIptal/RadyofarmasotikSarfIptalReceiverService?wsdl
----------------------	---

İstek Parametreleri						
	GTIN	Ürün barkodu				
	BN	Ürüne ait parti numarası				
	PATIENT_TC	Ürünün sarf edildiği hastanın TC kimlik numarası				
	LOADED_ACTIVITY	Yüklenen aktivite				
	LOADED_UNIT_ID	Yüklenen aktivite birimi µci : için alanın değeri 1 olarak belirlenmelidir. mci : için alanın değeri 2 olarak belirlenmelidir. mbq : için alanın değeri 3 olarak belirlenmelidir. gbq : için alanın değeri 4 olarak belirlenmelidir. kutu: için alanın değeri 5 olarak belirlenmelidir.				
	CALIBRATION_ACTIVITY	İstenen hedeflenen Aktivite				
	CALIBRATION_UNIT_ID	İstenen hedeflenen aktivite birimi µci : için alanın değeri 1 olarak belirlenmelidir. mci : için alanın değeri 2 olarak belirlenmelidir. mbq : için alanın değeri 3 olarak belirlenmelidir. gbq : için alanın değeri 4 olarak belirlenmelidir. kutu: için alanın değeri 5 olarak belirlenmelidir.				
	LOADED_DATE	Yükleme tarihi				
	CONSUME_DATE	Sarf tarihi				
Cevap Parametreleri						
	BILDIRIMID	Sistem tarafından üretilen bildirim id				
	URUNLER / BNDURUM	<table border="1" data-bbox="922 1798 1378 1966"> <tr> <td data-bbox="922 1798 1082 1865">GTIN</td> <td data-bbox="1082 1798 1378 1865">Ürün barkodu</td> </tr> <tr> <td data-bbox="922 1865 1082 1966">BN</td> <td data-bbox="1082 1865 1378 1966">Ürüne ait parti numarası</td> </tr> </table>	GTIN	Ürün barkodu	BN	Ürüne ait parti numarası
GTIN	Ürün barkodu					
BN	Ürüne ait parti numarası					

		<table border="1"><tr><td>PATIENT_ TC</td><td>Ürünün sarf edildiği hastanın TC kimlik numarası</td></tr><tr><td>LOAD_DA TE</td><td>Yükleme tarihi</td></tr><tr><td>UC</td><td>Cevap Kodu</td></tr></table>	PATIENT_ TC	Ürünün sarf edildiği hastanın TC kimlik numarası	LOAD_DA TE	Yükleme tarihi	UC	Cevap Kodu
PATIENT_ TC	Ürünün sarf edildiği hastanın TC kimlik numarası							
LOAD_DA TE	Yükleme tarihi							
UC	Cevap Kodu							